

インフルエンザ対策も 紹介しています!








ノロウイルスって? *



毎年11月~1月に流行する感染性胃腸炎の原因となるウイルスです。


発生時期

例年10月頃から増え始め、12~1月に流行のピークが!



発生場所

発生場所の約7割は飲食店が最も多く、次いで旅館、 弁当の仕出屋と続きます。食べ物に関する場所や人が 多く集まるところにノロウイルスの危険が潜んでいます。



参考:厚生労働省ノロウイルスに関するQ&A 原因施設別発生状況(平成26年)

主な症状







通常、



ただし **二次感染**に 要注意!



※1~2週間から1ヶ月間、 糞便中にウイルスを排出し続けます。

早急に!

対策をしましょう!



1

基本

徹底した手洗いを!





インフルエンザの予防にもつながる!!!

手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。 調理を行う前、食事前、トイレの後に、流水と石鹸による手洗いを行いましょう!






結り頭と仲可して前頭

- 最も洗い残しやすい部分
- ●やや洗い残しやすい部分

シャボグリーンフォーム





本体 500ml





詰替用 900ml

詰替用 2.7L

- ●液タイプ:泡
- ●成分: イソプロピルメチルフェノール、ジエタノールアミン、 エデト酸塩、香料
- ●香り:グリーンフォレスト
- ●医薬部外品

カタログ掲載ページ Vol.39 P.804 Vol.40 P.820



仕様	内容量	お申込番号	価格(税込)
本体	500ml	167-1392	540円
詰替用	900ml	167-1408	583円
詰替用	2.7L	167-1416	1,728ฅ

手を近づけるだけで泡が出る!感染の危険も低減!

ノータッチ泡ハンドソープ



泡には色がついていて、 泡の色が白くなったら しっかり手洗いのサインです! \1本で手洗い約250回分/





グリーンティー

カタログ掲載ページ Vol.39 P.806 Vol.40 P.822

●什様:本体+詰替えセット

●本体サイズ:約W91×D80×H140mm

液タイプ: 泡

●内容量: 250ml

●本体電源:単3形乾電池×2本

※メーカーの都合により仕様が変更になる場合がございます。

香り	泡の色	お申込番号	価格(税込)
グレープフルーツ	ピンク	369-0910	4 202
グリーンティー	グリーン	369-0927	1,393円

除菌

すみずみまでキレイに!



さまざまなウイルス、細菌を除去

ノロスター







による外部機関の実験結果



詰替用 5L



●エタノール濃度:57.22w/w% ●有効成分: エタノール、その他成分

業務用 20L

●タイプ:液体

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や 食品衛生検査指針で推奨されている 「複数のウィルス」で効果を検証した アルコール製剤です。

カタログ掲載ページ Vol.39 P.798 Vol.40 P.815

仕様	内容量	お申込番号	価格(税込)
本体	600ml	563-5362	1,296円
詰替用	5L	563-5379	4,298 _円
業務用	20L	563-5386	9,612 _円

除菌力がアップした新しいタイプの除菌スプレー!

ノロパンチ スプレー



包丁、まな板、ふきんなどの 調理器具、調理台、調理機器 などにおすすめ!

お申込番号 262-9814

583円 (税込)

● タイプ: スプレー ●内容量:400ml

●成分: エタノール 58.2% クエン酸 0.06% 緑茶抽出物 0.01%

つけおきで、すみずみまで衛生的に!

カタログ掲載ページ

Vol.39 P.799

Vol.40 P.815

キッチンハイター





カタログ掲載ページ Vol.39 P.821 Vol.40 P.838







特大

業務用

タイプ:液体

●成分:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)

界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)

水酸化ナトリウム(アルカリ剤)

仕	様	内容量	お申込番号	価格(税込)
1.	Jv.	600ml	060-3201	183円
特	大	2500ml	260-6255	685 用
業務	务用	5kg	061-0940	1,293円
14	务用 ツト 本)	5kg	764-8489	3,641円

きちんと処理して二次感染を昉ぐ!



汚物トラブルもこのセットで簡単処理!

かんたん汚物処理キット

わかりやすい イラスト マニュアル付!

後処理が容易な 高吸収シートで 水分をすばやく吸収



お申込番号 563-4172

950円 (税込)

● サイズ: W196×D46×H274mm

●セット内容:①使い捨て帽子×1②使い捨てマスク×1

③使い捨て手袋×2双 ④使い捨てエプロン×1

⑤使い捨て靴カバー×1足 ⑥計量カップ×1 ⑦高吸収シート×15 ®ポリ袋(回収袋) ×2

⑨紙製ヘラ×2 ⑩使用マニュアル×2

次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透

ケアたのめーる掲載ページ

Vol.19 P.190

医療施設用泡洗浄八イター1000



カタログ掲載ページ Vol.39 P.798 Vol.40 P.814



● タイプ:泡 ●内容量:400ml

● サイズ: W100×D58×H211mm

●ボトル重量: 0.5kg

●成分:次亜塩素酸塩、水、その他成分



お申込番号 165-2388 595円 (税込)

汚染箇所の清浄化薬剤と個人防護具が揃った オールインワンセット

汚物の処理ツールBOX



お申込番号 462-8868 4,403円(稅込)



● セット内容: ①調整ボトル(空) ×1

②次亜塩素酸ナトリウム液(5~6%) 250ml×1

③カップ& ノズル×1

④調整ボトル用シール1シート (ラベル2枚分)

⑤「汚物の処理キット」×1

⑥嘔吐物凝固処理剤「カタヅケ隊」25g×2

⑦紙製ヘラ×2 ⑧紙製チリトリ×2

※緊急時にすぐ対応できるよう、BOXが届いたらすぐに、次亜塩素酸 ナトリウム液を調整し、取っ手を組み立てて冷暗所に保管してください。

> ケアたのめーる掲載ページ Vol.19 P.199 Vol.20 P.199

POINT

素手で触らない!

手袋などは使い捨てを使う!

汚物処理後はしっかり除菌!



【緊急】インフルエンザ対策! - 加湿が大切!



冬になると流行するイメージがあるインフルエンザですが、 **2018年のインフルエンザ**は一足早い!!



現状

(9月12日現在)

9月11日: 山形県

保育園でインフルエンザの 集団発生

全園児130人のうち10人

がインフルエンザに感染



9月10日: 東京都

公立小学校では発熱や咳など インフルエンザと見られる症状で 欠席する児童が相次ぐ

11日からの4日間、学級閉鎖

9月10日:京都市 児童25人のうち3人が欠席

(早退も3人)

10日:午後の授業を切り上げ

11日:学級閉鎖



他) 滋賀、名古屋、和歌山など

各地で発生しています!

予防策として

2ページ目参照

流水・石鹸による手洗い+アルコール製剤による手指消毒も!

加湿器を使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的!

人混みや繁華街を避ける!やむを得ず外出して人混みに入る可能性が ある場合にはある程度、飛沫感染を防ぐことができる不織布マスクを着用!

7色イルミネーションライト付の超音波式加湿器

超音波式加湿器



お申込番号 463-4885 6,458円 (税込) 在庫 限り

●サイズ: W215×D220×H335mm

●加湿能力:300ml/h

●連続加湿時間:約10時間

● タンク容量:約3L ●消費電力:26W

●重量:約1.4kg

●適用床面積:8畳

安全装置:オートオフ

●保証期間:1年

※こちらの商品は、お届け地域によって 分納・翌日以降のお届けとなる場合が

約40℃の暖かいスチームで加湿

ハイブリッド式加湿器 15畳用 ホワイト



カタログ掲載ページ Vol.40 P.681

> お申込番号 369-5144 11,664円 (税込)





●サイズ: W246×D132×H378mm

●加湿能力:550ml/h

●連続加湿時間:約30時間(加湿量「弱」時)

● タンク容量: 4.5L ●消費電力:100W ●重量: 2.7kg

●適用床面積:《木造》9畳

《コンクリート洋室》15畳

●交換用フィルター:イオン交換フィルター:EX3284-00

●フィルター交換目安:約6ヶ月(1日6時間使用)

◆付属品: ツインノズル、可動式ノズルヘッド、 ロングノズルパイプ、お手入れブラシ

●保証期間:1年

※サイズ・重量はツインノズル使用時です。

インフルエンザ対策 - 手洗いだけじゃ落としきれない菌も



シュッとふきかけ、もみこむだけで、バイ菌をすばやく消毒

ビオレu 手指の消毒スプレー スキットガード



ケアたのめーる掲載ページ Vol.19 P.189 Vol.20 P.185

手肌にやさしい保湿成分配合。 液体タイプで素早くなじみ、 さらっとした使用感!



お申込番号 465-6142

615円 (税込)

- タイプ:液体 ●内容量:400ml
- ●成分:《有効成分》ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 《添加物》エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
- ●エタノール濃度:50~60%
- 指定医薬部外品

優れた殺菌効果! 使用後はしっとりサラサラ。

調理中の手指消毒に

サニテートA ハンドミスト



本体 カタログ掲載ページ Vol.39 P.801 Vol.40 P.817



業務用

●タイプ:液体

●成分:塩化ベンザルコニウム0.05w/w%、 グリセリン、エタノール (55w/w%)

●指定医薬部外品

仕様	容量	お申込番号	価格(税込)
本体	750ml	462-2024	1,111⊨
業務用	4L	462-2031	3,991ฅ

ライオガードアルコール





業務用(5L)

注ぎ口付

業務用(20L)

- ●タイプ:液体
- ●成分: エタノール(53.4%)、ユーカリ、クエン酸ナトリウム、精製水
- ●非危険物、食品添加物
- ※メーカーの都合によりお届け商品のパッケージが変更になる 場合がございます。

4-14			
カタログ掲載ページ Vol.39 P.820	本体	1L	260-4443
Vol.40 P.837	業務用	5L	260-4450



1工体	內谷里	の中込金写	個俗 (稅込)
本体	1L	260-4443	820円
業務用	5L	260-4450	2,999円
業務用	20L	260-4464	7,138 円







②手の平と手の平を 擦り合わせる。



③指先、指の背をもう 片方の手で擦る (両手)



手の平で擦る (両手)







包みねじり擦る (両手)



⑦両手首まで丁寧に擦る



⑧乾くまで擦りこむ

インフルエンザ対策 - 飛沫感染を防ぐのはマスク!





主な感染経路は 咳やくしゃみによる 飛沫感染です!

咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクを とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合、 ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い

顔を他の人に向けないこと!



口元ゆったりオメガ構造

3層不織布マスク 1箱(50枚)



カタログ掲載ページ Vol.39 P.795 Vol.40 P.812

お申込番号 163-6974

198円 (税込)

●サイズ:約95×175mm ●マスク形状:プリーツ型

● BFE: 99%

● PFE: 99%

●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン

ポリエステル、ナイロン

衛生的で持ち運びやすい個包装の高機能タイプ

個包装マスク ふつう 1箱(30枚)



● サイズ: 165×90mm ●マスク形状:プリーツ型

● BFE: 99% ● PFE: 99%

●材質:《本体》ポリプロピレン

《ノーズフィッター》ポリエチレン 《耳ひも》ポリウレタン、ポリエステル

お申込番号 460-0284

ケアたのめーる掲載ページ 399円 (税込) Vol.19 P.207

飛沫防止に常備したい、通気性のよい2層式マスク

2PLYプリーツマスク YFM2-100 1箱(100枚)

食品工場用





●サイズ:約170×95mm ●マスク形状: プリーツ型

●材質:《本体》ポリプロピレン 《耳ひも》ポリエステル、ナイロン 《ノーズピース》ポリエチレン

ケアたのめーる掲載ページ Vol.19 P.208

Vol.20 P.208

お申込番号 561-8639

343円 (税込)

99%ウイルス飛沫カットフィルタ採用

超立体マスク ふつう 1箱(50枚)



カタログ掲載ページ Vol.40 P.812

お申込番号 561-8615 723円 (税込)



耳が痛くならないやわらか耳かけ

●サイズ:約153×137mm

●マスク形状:立体型

●層:3層式 ● VFE: ≥99%

●材質:ポリオレフィン、ポリエステル 7