

## 冬に気をつけたい食中毒&感染症

# ウイルス対策



飲食店、介護施設、オフィス等ですぐに使える商品をご紹介します！

10月からカタログが新しくなりました！

Vol.42



Vol.22



INFO





気をつけないといけないのはいつ頃…?

流行期をチェック!  
主なウイルス感染症の流行時期



ウイルスによって流行時期が異なるため、年間を通じた感染対策が望めます。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ノロウイルス感染症							ピーク					
インフルエンザ	ピーク							ピーク				
ヘルパンギーナ		ピーク										
手足口病		ピーク										
ロタウイルス感染症	ピーク										ピーク	
咽頭結膜熱(プール熱)		ピーク										

出典：厚生労働省、NIID国立感染症研究所

感染の原因は…?



「人から感染」


- ・感染者の嘔吐物や便に接触後、手洗いが不十分の場合、手に残ったウイルスから感染

「食品から感染」

- ・感染した人が調理等をして汚染された食品を食べた
- ・ウイルスの蓄積した加熱不十分なカキ等を食べた



ウイルス・細菌の感染を防ぐポイントは手洗いにあり!



「洗って→拭いて→消毒」することで  
手についた菌は大幅に減少!

手洗いを3STEPで感染予防

# STEP 1

洗って

2度洗いは「洗って」を2回

ウイルスの感染を防ぐポイントは  
**本気の手洗い**にあり!

機能性石鹸を  
ご紹介します!



しっかり  
洗う

ゴシゴシ洗うと泡が白くなる!  
**手洗いサインが分かるハンドソープ**

1

泡が自動で  
出てくる!



2

しっかり  
殺菌・消毒



3

保湿成分  
配合



point!

泡の色はピンク。



お申込番号 : 369-0910

泡  
タイプ 医薬  
部外品

ミュージズ ノータッチ泡ハンドソープ  
ディスペンサー付 グレープフルーツの香り

1,290円 (税抜)

- タイプ : 本体 ●内容量 : 250ml
  - 内容 : 本体 + 詰替えセット (グレープフルーツの香り)
  - 本体サイズ / 約W91×D80×H140mm
  - 本体電源 / 単3形乾電池×2本
- ※メーカーの都合により仕様変更になる場合がございます。

「たのめーる」掲載ページvol.42 821ページ



手に押した**スタンプ**が  
消えるまで**30秒**洗い!



約**1,000**回  
スタンプできます。



9mm

携帯や  
吊り下げに便利な  
ストラップ用の  
穴付き



お申込番号 : 069-0795

お取  
寄せ

おててポン キャップレス (手のひら)

500円 (税抜)

- サイズ : W22×H77mm ●重量 : 約17g
- 印面サイズ : 9mm ●インキ色 : ブルー
- 材質 : POM, NBR ※インキ補充不可。

「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 183ページ

使い方

①手のひらに  
スタンプ!



②約30秒  
手洗い!



定番のハンドソープ

殺菌効果でいつも手指を清潔に。  
素早い泡切れのハンドソープ

肌に  
やさしい



お申込番号 : 160-2779

液体  
タイプ 医薬  
部外品

ファーマアクト 薬用弱酸性ハンドソープ

180円 (税抜)

- タイプ : 本体 ●内容量 : 250ml
- 仕様 : 弱酸性

「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 182ページ



【手洗い】...基本は「手洗い」です!!

# STEP 2

ふいて



【手洗い】…ペーパータオルで拭く



## 破れにくい厚手タイプ

エンボス加工で  
吸水性しっかり。



お申込番号：567-6820

中判（レギュラー）  
128円（税抜）



お申込番号：068-9641

小判（エコミー）  
119円（税抜）

## ペーパータオル ハードタイプ 1パック(200枚)

- シートサイズ：レギュラー/220×230mm  
エコミー/220×170mm
- 材質：再生紙100%
- パッケージサイズ：レギュラー/W220×D115×H80mm  
エコミー/W220×D85×H80mm

「たのめーる」掲載ページvol.42 882ページ

オシャレな未晒し



## ナチュラルテイストの未晒タイプ



お申込番号：163-4319

中判（レギュラー）  
118円（税抜）



お申込番号：462-3476

小判（エコミー）  
108円（税抜）

## エリエールペーパータオル スマートタイプ 無漂白シングル 1パック(200枚)

- シートサイズ：レギュラー/210×230mm  
エコミー/220×170mm
- 材質：パルプ100%（無漂白）
- パッケージサイズ：レギュラー/W210×D115×H72mm  
エコミー/W220×D85×H72mm

「たのめーる」掲載ページvol.42 883ページ

飲食店やカフェに



## ペーパータオル内の雑菌繁殖を抑える！



2枚重ねソフトタイプ

※すべての菌に効果があるわけではありません。

## TANOSEE ペーパータオル 抗菌・ダブル 1パック(400枚/200組)

- シートサイズ：レギュラー/220×230mm  
エコミー/220×170mm
- 材質：再生紙100%
- パッケージサイズ：レギュラー/W220×D120×H80mm  
エコミー/W220×D85×H80mm

「たのめーる」掲載ページvol.42 883ページ

調達 たのめーる エフピコインターパック



お申込番号：563-3177

中判（レギュラー）  
128円（税抜）




お申込番号：563-3160

小判（エコミー）  
119円（税抜）

## パルプ100%で食材周りでも安心して使える！

バージンパルプ100%で  
白くやわらかな仕上がり。



お申込番号：368-8344

レギュラー  
108円（税抜）

## ビズレ ペーパータオル 1パック(200枚)

- シートサイズ：レギュラー/220×215mm  
エコミー/220×170mm
- 材質：パルプ100%
- パッケージサイズ：レギュラー/W223×D110×H70mm  
エコミー/W223×D88×H70mm

「たのめーる」掲載ページvol.42 883ページ



お申込番号：368-8337

ミニ（エコミー）  
99円（税抜）

STEP  
3

消毒



【手洗い】

最後にアルコール消毒!

デザインボトルが  
雰囲気を崩さない!



サニテートAハンドミスト

液体  
タイプ 医薬  
部外品

「たのめーる」掲載ページvol.42 816ページ

保湿成分  
配合

保湿成分配合でたっぷり使える!



お申込番号: 069-4065

サニテートA ハンドミスト  
本体 300ml  
548円 (税抜)



お申込番号: 462-2024

サニテートA ハンドミスト  
本体 750ml  
1,029円 (税抜)



お申込番号: 069-4072

サニテートA ハンドミスト  
業務用 2L  
2,080円 (税抜)



お申込番号: 462-2031

サニテートA ハンドミスト  
業務用 4L  
3,696円 (税抜)

自動  
噴霧

手をかざしてシュッと消毒。専用液ではなく、  
市販のアルコール消毒液が利用できます!



New

便利な  
トレイ付!



残量が見やすい透明ボトル

メッセージパネル  
付きです!

Q&A

アルコール消毒は  
濡れた手に行っても効果はある?

アルコール消毒は濡れた手に行っても意味がありません。  
しっかりと、ペーパータオルで水気を拭き取ったあと、  
アルコールを噴霧し、乾くまで手指にすり込みます。



お申込番号: 363-1740

お取  
寄せ

アルコールディスペンサー テツテ

4,900円 (税抜)

- ディスペンサーサイズ: W約102×D162×H180mm
- ディスペンサー重量: 約330g (本体のみ) ●色: 白
- 材質: <本体・ボトル・トレイ>PP ●電源: 単3形アルカリ乾電池×4本 (別売)
- 付属品: トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書 (保証書付)
- 動作環境: 温度/5~35℃、湿度/30~80℃ (非結露)
- 保存環境: 温度/-10~55℃、湿度/5~80% (非結露)
- ※消毒液は別売りです。消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。  
ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません

「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 187ページ



ノロウイルス対策に  
欠かせない  
次亜塩素酸ナトリウムで  
消毒しましょう!



**食品添加物規格の  
次亜塩素酸ナトリウムです。**

衛生管理に安心してご使用いただけます。

- ・ふきん、ダスターの漂白・殺菌
- ・まな板、調理器具などの殺菌
- ・冷蔵庫内や保管庫内、ショーケースの殺菌に
- ・生野菜、果物の殺菌に



お申込番号：265-1295

メーカー直送

**ピューラックス-S 1800ml 1セット(6本)**

7,200円 (税抜)

●タイプ：液体

「たのめーる」掲載ページvol.42 836ページ

業務用の大容量  
5Lタイプあります



メーカー直送

お申込番号：369-1689

ピューラックス-S 5L  
1箱(2本)  
4,910円 (税抜)



消毒を行う前に、  
洗浄するなどして対象物の  
**汚れを除去**することが  
ポイントです。

**ピューラックス-Sの使い方を  
一部ご紹介!**

**まな板の殺菌**

1. 最初に洗剤とブラシなどで洗ひ、その後水でよくすすぎます。
2. ピューラックス-Sの希釈液をシンクなどのために、まな板を浸け込んで殺菌します。
3. 希釈液から取り出してそのまま乾燥させます。あるいは、水道水などの清潔な水で洗った後、ホコリなどのかからない場所に保管します。



**ふきん・ダスターの衛生**

1. 最初に洗剤で洗ひ、水でよくすすぎます。
2. ピューラックス-Sの希釈液を、たらいやバケツにためて浸け込んで殺菌します。
3. よく水洗いしてください。
4. よく絞って乾燥してください。



除菌用  
エタノール  
製剤



**硫酸マグネシウムと  
クエン酸のW効果!**

見栄えが良い  
パッケージデザインで  
ボトル内の**残量**も  
分かりやすい!

お申込番号：563-5362

**ノロスター 本体 600ml 1本**

1,200円 (税抜)

●タイプ：液体

「たのめーる」掲載ページvol.42 815ページ

除菌用  
エタノール  
製剤



**アルコールでは効きにくい  
ウイルス・細菌に対応!**

3つのチカラで除菌力アップ



シュッとひと吹き!



お申込番号：262-9814

**ノロパンチ 400ml 1本**

540円 (税抜)

●タイプ：液体

「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 190ページ



### ノンエンベロープウイルス99.99%除去！

こんな所に



水洗レバー

便座・フタ

ペーパーカバー

ベビージェア

ドアノブ



お申込番号：568-4094

お取寄せ

スマートハイジーン ノロアウト 携帯用  
便座除菌クリーナー 1個(10枚)

198円 (税抜)

- シートサイズ：160×200mm
- パッケージサイズ：幅96×奥行き17×高さ180mm
- 成分：エタノール、溶剤、除菌剤、pH調整剤

「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 191ページ



### 便器を洗って汚れたブラシをそのままトイレに流せます。



手元のレバーで外せる！



専用ホルダーでコンパクトに収納！

使い方はとっても簡単！

《セット内容》

- ハンドル本体…1本
- 洗剤付きブラシ…4個
- 専用ホルダー…1個



お申込番号：066-8224

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ  
本体(ブラシ4本付)

688円 (税抜)

「たのめーる」掲載ページvol.42 842ページ



知って得する  
知識！

便器だけではなく手指が触れるドアノブやペーパーホルダー、手洗い場などトイレ全体を清掃することが重要です。この時、清掃によって逆に汚染を広げないためには汚染リスクの低い箇所から順に清掃することがポイントです。

トイレはふたを閉めて流すのも効果的！



### トイレ清掃のポイントは「順番」



- 床や壁もしっかりと。
- 手洗いシンクのカランも忘れずに。

8点  
セット

清浄化薬剤と個人防護具が  
揃ったオールインワンセット



《セット内容》

- A. 汚物の処理キット…1セット
- B. 調整ボトル（空）…1本
- C. 次亜塩素酸ナトリウム液5~6%250ml…1本
- D. カップ&ノズル…各1個
- E. 調整ボトル用シール…1シート（ラベル2枚分）
- F. 嘔吐物凝固処理剤「カタツケ隊」25g…2袋
- G. 紙製ヘラ…2枚
- H. 紙製チリトリ…2枚



お申込番号：462-8868

汚物の処理ツールBOX

4,077円（税抜）

「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 199ページ



BOXが届いたらすぐに、  
次亜塩素酸ナトリウム液を調整し、  
取っ手を組み立てて冷暗所に  
保管しておきましょう。

10点  
セット

後処理が容易な高吸収シートで  
水分をすばやく吸収！



《セット内容》

- A. 使い捨て帽子…1枚
- B. 使い捨てマスク…1枚
- C. 使い捨て手袋…2双(4枚)
- D. 使い捨てエプロン…1枚
- E. 使い捨て靴カバー…1足
- F. 計量カップ…1個
- G. 高吸収シート…15枚
- H. ポリ袋(回収袋)…2枚
- I. 紙製ヘラ…2枚
- J. 使用マニュアル…2枚



お申込番号：563-4172

かんたん汚物処理キット

880円（税抜）

●サイズ：W196×D46×H274mm

「ケアたのめーる」掲載ページvol.22 198ページ

5点  
セット

リーズナブルな  
価格の処理キット



《セット内容》

- A. 不織布ヘアキャップ棒状（ブルー）…1枚
- B. 3層式マスク（ブルー）…1枚
- C. PE袖付エプロン（ブルー）…1枚
- D. プラスチック手袋…2枚
- E. PEシューズカバー（ブルー）…1足



◀着用例

お申込番号：563-5287

感染症対策キット 5種

218円（税抜）

●サイズ：フリー

「たのめーる」掲載ページvol.42 811ページ



豆知識！

嘔吐物や排泄物には、ノロウイルスが大量に含まれている可能性があります。感染の拡大を防ぐためには3つのポイントを守って処理してください。

適切な汚物処理とは？

- すばやく適切に処理する！
- 乾燥させない！
- 消毒する！